

cerumex®

krople

Preparat do usuwania woskowiny usznej

Instrukcja używania

Preparat przeznaczony do stosowania w profilaktyce niedosłuchu przewodzeniowego, spowodowanego nadmiernym gromadzeniem się woszczyzny w przewodzie słuchowym zewnętrznym, u dorosłych i dzieci.

Woskowina (łac: cerumen)

Wytwarzana jest przez znajdujące się w przewodzie słuchowym gruczoły. Jest to naturalna, tłusta substancja o żółtawobrunatnym zabarwieniu. Cienką warstwą powleka skórę przewodu słuchowego i stanowi skuteczną ochronę przed nadmiernym rozwojem bakterii w uchu oraz chroni skórę ucha przed nadmiernym wysuszeniem.

W warunkach fizjologicznych jest naturalnie usuwana na zewnątrz przewodu słuchowego. Jakiegokolwiek zaburzenia tego procesu, na przykład nieprawidłowe stosowanie patyczków do środka ucha, powodują nadmierne jej gromadzenie oraz powstawanie trudnych do usunięcia czopów woszczynowych. Najczęstszymi objawami zgromadzonej woszczyzny są świąd, drapanie, pogorszenie słuchu (tzw. niedosłuch przewodzeniowy). Ten ostatni najczęściej pojawia się po kąpielach lub myciu głowy, gdy dostająca się do ucha woda powoduje pęcznienie woszczyzny, blokując kanał słuchowy.

Wskazania

1. Cerumex to **bezpieczny i skuteczny preparat do usuwania i rozpuszczania woskowiny usznej.**
2. Cerumex regularnie stosowany **usuwa pozostałości woskowiny i stanowi profilaktykę zatkanego ucha.**
3. Cerumex ułatwia rozmiękczenie twardych czopów woskowinowych. **Jest szczególnie skuteczny przy użyciu 30 minut przed zabiegiem płukania ucha.**
4. Cerumex przeznaczony jest **dla dorosłych i dzieci powyżej 3 miesiąca życia.**

Sposób użycia

- Butelkę z preparatem ogrzać w dłoni do temperatury ciała.
- Zakropić do każdego ucha maksymalnie **5 kropli 2 razy dziennie** aż do rozpuszczenia woskowiny.
- Największą skuteczność uzyskuje się stosując preparat do uszu przed snem (na noc).
- Powtarzać zakraplanie **2 razy dziennie przez okres do 5 dni.**
- Resztki woszczyzny można wyplukać wodą pod prysznicem przy okazji mycia głowy wodą o temperaturze około 37°C.
- W celu ułatwienia zabiegu płukania ucha najlepiej jest zastosować preparat 30 minut przed zabiegiem.

Przeciwwskazania

- Nie stosować preparatu przy wyciekach z ucha, podrażnieniu, wysypce w uchu, zawrotach głowy, urazie lub perforacji (dziura) błony bębenkowej, drenażu błony bębenkowej. W przypadku istnienia powyższych stanów przed użyciem preparatu trzeba zasięgnąć porady lekarza.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia, na którykolwiek ze składników preparatu.

Interakcje

Dotychczas nie stwierdzono interakcji.

Działania niepożądane

Nie zaobserwowano w przypadku postępowania zgodnego z niniejszą instrukcją używania.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

- Nie wolno używać preparatu na woszczek do oczu.
- Nie używać preparatu dłużej niż 5 dni w sposób ciągły. Jeśli nadmiar woszczku pozostaje nadal w uchu skontaktować się z lekarzem.
- Jedno opakowanie przeznaczone jest dla jednego użytkownika.
- Zawartość opakowania zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia.

- Zakręcać butelkę, gdy preparat nie jest używany. W przypadku spożycia, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać zamknięte opakowanie w pozycji pionowej, w temperaturze do 30°C.
- Nie używać po upływie daty przydatności umieszczonej na opakowaniu.
- Należy zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Dodatkowe informacje:

- Po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Cerumex jest wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC.

Skład:

Aqua purificata, glycerin, sodium bicarbonate, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.



Axpharm sp. z o.o.
Kozietulskiego 36,
85-657 Bydgoszcz

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 29-11-2017