

## **AloeNasin A+E**

### **Spray do nosa z aloesem i witaminami A+E**

#### **Instrukcja używania**

Wyrób medyczny AloeNasin A+E wspomaga procesy regeneracji błony śluzowej nosa i przywraca jej naturalną wilgotność. Przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Pięć aktywnych i przebadanych klinicznie składników wyrobu wspomaga procesy regeneracji i gojenia, łagodzi podrażnienia, zapewnia skuteczne nawilżanie błony śluzowej nosa.

1. Aloes posiada właściwości przeciwwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, a dodatkowo doskonale nawilża błonę śluzową nosa.
2. Witamina A ułatwia regenerację błon śluzowych nosa, odpowiada za prawidłowe namnażanie komórek śluzowych, reguluje czynności tkanki nabłonkowej (wydzielanie ochronnego śluzu), ułatwia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3. Gliceryna farmaceutyczna długo-trwale działa ochronnie i utrzymuje odpowiednią wilgotność, wykazuje działanie kojące, poprawia elastyczność i trwale nawilża śluzówkę nosa.
4. Witamina E utrzymuje integralność błon komórkowych, chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

5. Olejek eukaliptusowy pobudza wydzielanie śluzu i dezynfekuje drogi oddechowe.

#### **Wskazania**

- nawilżanie i utrzymywanie wilgotności błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia
- wspomaganie procesów reepitalizacji śluzówki nosa (tj. zdolności naprawczej i gojenia) w szczególności po zabiegach operacyjnych w nosie, po tamponadzie nosa lub po infekcjach nosa
- ułatwianie oczyszczania nosa, co sprzyja procesom gojenia i zapobiega infekcjom
- suchość nosa w wyniku:
  - przebywania w miejscach o zmniejszonej wilgotności, jak centralnie ogrzewane pomieszczenia zimą lub klimatyzowane latem
  - stosowanie aerozoli do nosa
  - polekowego nieżyty nosa
  - alergicznego nieżyty nosa
  - przewlekłego zanikowego nieżyty nosa

#### **Sposób użycia i dawkowanie**

Przed pierwszym użyciem buteleczkę wstrząsnąć, zdjąć osłonkę ochronną aplikatora, nacisnąć aplikator 3-4 razy do pojawienia się preparatu. Uwaga: Nie kierować wylotu aplikatora w stronę oczu, przy naciskaniu należy trzymać końcówkę aplikatora skierowaną od siebie.

## Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

(5x2) Maksymalnie 5 razy dziennie po 2 aplikacje\* do każdego otworu nosowego

(\*1 aplikacja = naciśnięcie aplikatora)

## Dzieci 6 - 12 lat

(3x2) Zawsze pod kontrolą dorosłych. Maksymalnie 3 razy dziennie po 2 aplikacje\* do każdego otworu nosowego.

(\*1 aplikacja = naciśnięcie aplikatora)

## Dzieci poniżej 6 lat

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować u dzieci poniżej 6-go roku życia

## Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

- Nie przekraczać zalecanej dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na którykolwiek ze składników preparatu należy natychmiast zaprzestać używania wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Stosowanie wyrobu koniecznie powinno być skonsultowane z lekarzem u osób, które stosują dodatkową suplementację preparatami zawierającymi witaminę A.
- Wyrób przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową nosa. Nie wolno stosować wyrobu do oczu.
- Jedno opakowanie przeznaczone jest dla jednego użytkownika.
- Wyrób należy zużyć w ciągu sześciu tygodni od pierwszego użycia.
- Nie stosować po upływie daty przydatności umieszczonej na opakowa-

niu.

- Nie używać preparatu w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

## Stosowanie wyrobu w okresie ciąży lub karmienia piersią

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować w ciąży lub okresie karmienia piersią.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Preparat stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

## Miejsce i warunki przechowywania

Wyrób należy przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

## Dodatkowe informacje

- AloeNasin A+E jest wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC
- Należy zachować instrukcję, by w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

## Skład

Aqua purificata, Polyoxyethylene sorbitan monooleate, Glycerin, Chlorobutanol, Tocopheryl acetate, Aloe Barbadensis Extract, Xanthan Gum, Imidurea, Eucalyptus globulus Leaf Oil, Retinyl Palmitate, Sodium hydroxide, Lactic Acid



Axpharm sp. z o.o.  
Jana Kozińskiego 36, 85-657  
Bydgoszcz

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania: 06-11-2017

2017-11-05/AloeNasin